


JMS咬合力計

JMS 咬合力計は口腔機能を
「最大咬合力」として
測定する機器です。




※使用イメージ

咬合力Viewer



Bluetooth® 接続で PC やスマートデバイスに
咬合力データを出力・保存することができます。

使用方法 ※ご使用前に取扱説明書をよくお読みください



規格一覧

品番	型式	JANコード	梱包単位
JM-OBM	OBM-01	4987494353972	1台
JF-OBMC	測定用力バー	4987494355716	25個

※ご使用になる場合、上記全ての製品が必要となります（全て別売りです）。

仕様一覧


項目		仕様
一般的名称		歯科用咬合力計
医療機器届出番号		34B1X00001000124
販売名		JMS咬合力計
型式		OBM-01
使用電源		DC3V（コイン型リチウム電池（CR2032）×1）
電氣的定格	電圧	DC3V
	測定可能回数	約 1,800 回 （新品の電池を使用し、室温で1か月以内の使用を想定した場合）
耐用期間		5 年（咬合力計本体）
寸法		35（幅）×208（長さ）×23（厚さ）mm
測定機能	表示単位	N
	表示範囲	0～999N
	測定範囲	30～500N
	測定精度	±20N（周囲温度 23℃）
	温度係数	23℃を基準として±3N/℃（周囲温度 20～28℃）
	表示方式	デジタル数字
電撃保護形式		内部電源機器 BF 形装着部
防滴性		IPX0
通信		Bluetooth® Ver.5.2（データ送信のみ）
クラス分類		一般医療機器（特定保守管理医療機器）

※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ソフトウェア お使いのOS に応じてアプリケーションストアから本ソフトウェアをインストールしてください。



咬合力Viewer



対応OS : iOS、iPadOS、Android

※対応OSバージョンは予告なく変更することがあります。

- ・ Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ジェイ・エム・エスは使用許諾の下でこれらのマーク及びロゴを使用しています。
- ・ Appleロゴ、App Store、iPadOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ iOS は、米国その他の国や地域におけるCisco System, Inc.の商標または登録商標です。
- ・ Google Playロゴ、Google Play、Androidは、Google LLCの商標です。
- ・ Orarize、オーラライズは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<https://www.jms.cc/>
カスタマーサポートセンター
☎ 0120-923-107